


AGUJA DE APLICACIÓN ENDOSCÓPICA

Seguridad, precisión y rapidez en procedimientos



1 LIMITA LA PERFORACIÓN EN LA MUCOSA DE LA VEJIGA

Con el mecanismo de torque, la aguja penetra solamente hasta el punto seguro de aplicación, impidiendo la perforación de la mucosa de la vejiga.

2 POSICIONAMIENTO DE LA AGUJA CON PRECISIÓN

La camisa flexible de poliamida teflonado, facilita el acceso al canal de trabajo de la camisa cistoscópica (20 y 21Fr) y posiciona la aguja al ángulo exacto de la objetiva del cistoscopio.

3 DOBLE PROTECCIÓN Y REDUCCIÓN DEL TIEMPO DEL PROCEDIMIENTO

Con la camisa flexible Russer, el procedimiento ocurre de manera más rápida y eficaz, protegiendo al paciente del contacto innecesario de la aguja y proporcionando seguridad al médico durante el procedimiento.



ANVISA: P5M4WH2M9H73 (8.03297.2)

Russer®

Innovative Medical Company

Rua Antônia Martins Luis, 589 - Distrito Industrial João Narezzi - Indaiatuba - SP - CEP 13347-404
Telefone: + 55 (19) 3825 9900 Fax: + 55 (19) 3825 9905 www.russer.com.br | russer@russer.com.br