


## Evacuador de Ellick Russer



- Se utiliza para la irrigación y eliminación de fragmentos y coágulos de la próstata o la vejiga durante un procedimiento de resección transuretral (RTU).
- Con cesta desmontable para almacenar los fragmentos.
- Diseño anatómico y fácil manejo.
- **Desarrollado para garantizar la eliminación eficaz y rápida de los residuos.**
- También se puede utilizar para el riego para mejorar la visibilidad en el procedimiento.



## Especificaciones Técnicas

Registro ANVISA	803 297 200 18
Nombre	Evacuador de Ellick Russer
Composición del frasco	POLIPROPILENO
Composición Tubo Perforado y Cubierta	PP
Composición Cubierta Azul	LPDE
Composición Tubo de Conexión	Silicone
Diámetro del frasco	70mm
Longitud del frasco	145mm
Capacidad	380ml

## Informações Gerais

- Design anatómico.
- Fácil manipulación.
- Uso único.
- Modelo biberón.

Código	Diámetro	longitud	Descripción
RU 5 0003	70mm	145mm	Evacuador de Ellick Russer